



2519706

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74  
www.roszdravnadzor.ru

07.06.2022 № 010 ~ 630/22

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О новых сведениях о безопасности  
при применении медицинских изделий

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения медицинского изделия письмо АО «КронТ-М», производителя медицинского изделия, о новых данных по безопасности при применении медицинских изделий.

В связи с внесением изменений в документы, содержащиеся в регистрационных досье, эксплуатация медицинских изделий:

- Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006» (регистрационное удостоверение № ФСП 2011/11388);

- Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006» (регистрационное удостоверение № ФСП 2009/04140), возможна с применением УФ-ламп TIBERA UVC 15W/G13, производства «LEDVANCE».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в АО «КронТ-М» по адресу: 141402, г. Химки, Московская обл., ул. Спартаковская, д. 9, пом.1, тел./факс 8(495) 573-87-11, 572-84-10, 572-84-15, 572-84-20.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора  
от 07.06.2022 № ОКН - 630/22



Акционерное Общество  
«КРОНТ-М»

№ 46 от «22» апреля 2022 г.

ИНН 5047004056, КПП 504701001;  
141402 г. Химки Московская обл., ул.Спартакoвская, 9, пом.1  
тел./факс (095) 573-87-11, 572-84-10, -84-15, -84-20

Субъектам обращения  
медицинских изделий

О безопасности применения УФ-ламп TIBERA UVC 15W/G13 производства «LEDVANCE»  
в рециркуляторах ОРУБ-3-3-«КРОНТ» и ОРУБ-3-5-«КРОНТ»

Акционерное общество «КРОНТ-М» (АО «КРОНТ-М») является производителем  
медицинских изделий «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые  
бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» и ОРУБ-3-5-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-  
2006.

В связи с тем, что внесены изменения в документы, содержащиеся в  
регистрационных досье на медицинские изделия

«Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-  
«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 № 10-67584/21 от 24.11.2021 г. и

«Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-  
«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 № 10-65532/21 от 15.11.2021,

АО «КРОНТ-М» сообщает о возможности эксплуатации всех медицинских  
изделий:

- Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-  
3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 (Регистрационное удостоверение № ФСР  
2011/11388);

- Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-  
5-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 (Регистрационное удостоверение № ФСР  
2009/04140)

независимо от даты выпуска с применением УФ-ламп TIBERA UVC 15W/G13  
производства «LEDVANCE».

Генеральный директор



В.П. Сизиков